



Symphysen-Gürtel

Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens
Anerkanntes Hilfsmittel (HMV-Nr.: 23.11.01.1006)

Der BORT Symphysen-Gürtel

Die Symphyse ist eine bindegewebige Verbindung des Beckens auf der Vorderseite des Körpers. Diese Schambeinfuge kann durch einen Unfall oder bei der Geburt verletzt werden. Häufig ist auch eine hormonelle Lockerung während der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren für eine Symphysenlockerung verantwortlich. In einigen Fällen kann es bei einer Geburt auch zur Sprengung dieser Schambeinfuge kommen.



Der BORT Symphysen-Gürtel stabilisiert das gesamte Becken. Die feste, unelastische Bandage verläuft rund um die Hüfte.

Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens

- Individuell einstellbarer Druck auf die Symphyse
- Anatomischer Schnitt
- Gepolsterte Innenseite
- Höhe: ventral 8,5 cm, dorsal 15 cm - schmales Verschlusssteil ermöglicht hohen Tragekomfort (z.B. im Sitzen)

Indikationen

- Symphysenlockerung
- Symphysensprengung
- Lockerung von Symphyse und ISG
- nach Geburt

Stabilisierung des Beckens

Das Becken besteht aus zwei unabhängigen knöchernen Teilen die auf der Vorderseite durch die Symphyse verbunden sind. Im Rückenbereich setzt das Becken am Kreuzbein an, wo beidseitig die Iliosakralgelenke (ISG) zu finden sind. Bei einer Symphysenlockerung gerät das Gleichgewicht dieses natürlichen Rings durcheinander, weshalb es häufig zu kombinierten Schmerzen in der Symphyse und in den ISG kommt.

Einfache Anwendung

Zum Anziehen wird der Symphysen-Gürtel um die Hüfte gelegt und im Bauchbereich mit einem breiten Klettverschluss verschlossen. Zwei breite Zügel mit Umlenkschlaufen erlauben es den Druck individuell zu erhöhen, bis die komfortabelste Unterstützung gefunden ist.

Besonderes: Unelastische Bandage mit Zuggurtung, anatomischer Schnitt. Der Bort Symphysen-Gürtel stabilisiert deshalb das gesamte Becken. Die feste, unelastische Bandage verläuft rund um die Hüfte.

Eine zuzahlungsfreie Kassenleistung bei Schwangerschaft oder nach einer Geburt.

Das Produkt hat die Farbe silber, ist pflegeleicht und mit Feinwaschmittel per Hand waschbar und für den längeren Gebrauch konzipiert.

Kassenleistung bei medizinischer Notwendigkeit (Rezeptbeispiel):
Rezept per Freiumschlag mit Ihrer Handynummer an uns senden.
Wir melden uns dann kurzfristig bei Ihnen, um das Maß festzustellen und Ihnen nach der Vermessung den Symphysen-Gürtel zu übergeben.

