

Beckenboden-Trainingsgerät

Training gegen Blasenschwäche/Inkontinenz
zum Aufbau der Beckenbodenmuskulatur

NeuroTrac MyoPlus 4

4-Kanal System

für multifunktionalen Einsatz

Anerkanntes Hilfsmittel (HMV-Nr: 09.37.03.1000)



EMG-Biofeedback kombiniert mit EMS-Elektrostimulation.

Ein wirkungsvolles Therapiekonzept, um den Beckenboden zu stärken und gegen Blasenschwäche/Inkontinenz vorzubeugen oder diese zu behandeln (Kombinationstherapie), u.a. auch bei:

- Belastungsinkontinenz - Ungewolltes Austreten von Harn
- Dranginkontinenz - Plötzlich auftretender Harndrang mit Harnverlust
- Training der Beckenbodenmuskulatur mittels der Kombination von Biofeedback, Elektrostimulation, der getriggerten Elektrostimulation
- Behandlung der Dranginkontinenz auch mittels externer Klebeelektroden, u.a. mittels einer besonderen Schmetterlingselektrode
- Zustand nach Prostatabehandlung / Bestrahlung, wenn die Muskelfasern und Nervenenden durch die Eingriffe beschädigt wurden
- Muskelaufbau nach Dammschnitten oder Hämorrhoiden OP

Blasenschwäche oder Inkontinenz

Jeder zehnte Mann ist irgendwann in seinem Leben mit einer Form von Harninkontinenz konfrontiert. Blasenschwäche oder Inkontinenz können in jedem Alter auftreten. Die Ursachen dafür sind vielfältig.

Problematisch ist die oftmals fehlende Kontrolle über den Beckenboden. Ein wirksamer Weg Blasenschwäche zu behandeln, besteht darin die Eigenwahrnehmung zu stärken und wieder die Kontrolle über die Muskulatur des Beckenbodens möglich zu machen. Bei fehlender willentlicher Kontraktionsfähigkeit empfehlen Mediziner eine Reizstromtherapie/Elektrostimulation, bei der die Beckenbodenmuskulatur durch sanfte Impulse stimuliert und gestärkt wird oder bei einer Dranginkontinenz die Beckenbodenmuskulatur durch langsame Impulse beruhigt wird. Die nebenwirkungsfreie Elektrostimulation mit Reizstrom wird oft erfolgreich zusammen mit Biofeedback in einer Kombinationstherapie angewandt. Die Elektrostimulation baut passiv die Muskulatur auf, das Biofeedback gibt Auskunft über die Muskelbeschaffenheit und Rückmeldung über die Muskelleistung und den Therapiefortschritt. Innerhalb weniger Sitzungen kann ein nachhaltiger Erfolg bei vielen Beschwerden erzielt werden - ohne Nebenwirkungen! Auch lassen sich mit dem Therapiesystem Beschwerden mittels beiliegender Klebeelektroden behandeln. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Genießen Sie das Leben. Ohne Inkontinenz.

Kassenleistung bei medizinischer Notwendigkeit (Rezeptbeispiel)

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Geb. (MM/JJ) 01/83		Geb. Ort		Geb. Land		Anschaffungsnummer / J.	
Name, Vorname des Versicherten		geb. am		Geburtsort		Geburtsland		Anschaffungsnummer / J.	
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status		Anzahl der Familienmitglieder		Familie	
Berufswahl-Nr.		Arzt-Nr.		Datum		Anzahl der Familienmitglieder		Familie	
Rp. (Bitte Leerblöcke durchzeichnen)		Vertragsnummer		Anzahl der Familienmitglieder		Familie		Anzahl der Familienmitglieder	
Ein Biofeedback (EMG) / Elektrostimulation (EMS)		HMV Nr.: 09.37.03.1		Anzahl der Familienmitglieder		Familie		Anzahl der Familienmitglieder	
z.B. NeuroTrac Myo Plus / femcare zur Miete		Anzahl der Familienmitglieder		Familie		Anzahl der Familienmitglieder		Familie	
mit einer Vaginal/Rektalelektrode		Anzahl der Familienmitglieder		Familie		Anzahl der Familienmitglieder		Familie	
D: Beckenbodeninsuffizienz, Inkontinenz II.		Anzahl der Familienmitglieder		Familie		Anzahl der Familienmitglieder		Familie	
Die konservativen Maßnahmen sind erschöpft		Anzahl der Familienmitglieder		Familie		Anzahl der Familienmitglieder		Familie	
Abgabedatum 19.01.2009		Anzahl der Familienmitglieder		Familie		Anzahl der Familienmitglieder		Familie	
Unterschrift des Arztes		Anzahl der Familienmitglieder		Familie		Anzahl der Familienmitglieder		Familie	
371076004		Anzahl der Familienmitglieder		Familie		Anzahl der Familienmitglieder		Familie	

Das NeuroTrac MyoPlus 4 Therapiesystem enthält:

- Ladegerät mit aufladbaren Batterien
- Elektrode/Sonde
- 3 Kabelsätze
- unterschiedliche Klebeelektroden
- Deutsche Anleitung
- Mehrsprachige Kurzanleitung

Sie bekommen das Gerät voreingestellt. Es ist einfach zu bedienen. Eine Kurzanleitung zeigt Ihnen den Weg. femcare unterstützt Sie durch eine individuelle Einweisung in das System. Die gesetzliche Zuzahlung von EUR 10.- übernimmt die femcare Medizintechnik für Sie. Diese Broschüre kann ein persönliches Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt nicht ersetzen.